



EYELift

rejuvenecimiento global
de la zona periorcular


UTSUKUS MEDICAL™
TOKYO - BARCELONA

EYELIFT

REJUVENECIMIENTO GLOBAL
DE LA ZONA PERIOCULAR



Corrige arrugas y líneas de expresión





Elimina bolsas y ojeras
Corrige pigmentación



Minimiza el descolgamiento del párpado superior

Un eficaz tratamiento que combina productos especialmente formulados para la zona periorcular. Resultados acumulativos y visibles desde la primera sesión.

PRODUCTO PROFESIONAL COCKTAIL EYE LIFT BIOLÓGICO 5.0



antes

después

Las delicadas características anatómicas de la zona periorcular combinadas con los factores internos y externos como la retención de líquidos, la genética, la gesticulación continua y la flacidez de la piel hacen que el contorno ocular sea una zona donde se manifiestan múltiples imperfecciones.

Es un tratamiento de acción global que combina múltiples categorías terapéuticas corrigiendo arrugas y líneas de expresión, bolsas, ojera, el descolgamiento del párpado superior y pigmentación de la zona periorcular

RESULTADOS ESPECTACULARES DE MANERA SEGURA Y EFICAZ

Productos específicamente desarrollados para la zona periorcular con excelente tolerancia dérmica para lograr la máxima eficacia terapéutica.

Concentrado para el tratamiento intensivo no invasivo del párpado (blefaroplastia), levanta el párpado superior, reduce las "patas de gallo", atenúa las ojeras y disminuye las bolsas.

ACTIVOS CLAVE:

- **BEAUTIFEYE:** por primera vez en la industria cosmética, un ingrediente activo revela una acción "lifting" en los párpados superiores caídos. Ofrece una alternativa no invasiva a la cirugía del párpado (blefaroplastia). A parte de levantar el párpado superior, el producto reduce las "patas de gallo", atenúa las ojeras y disminuye las bolsas, con efectos visibles.
- **MATRIXYL:** agente antiedad y antiarrugas que ayuda a la activación del proceso de reparación cutánea y especialmente al nivel de la dermis papilar, tan susceptible de resultar dañada por la radiación UV. Alisa las arrugas y mejora el tono y la elasticidad de la piel.
- **CAFÉINA PURA** ejerce una beneficiosa acción vasodilatadora que incrementa la circulación sanguínea en la zona tratada. Al aplicarlo produce un ensanchamiento de los pequeños vasos sanguíneos de la zona de alrededor de los ojos, ayudando a aportarle un aspecto más fresco y saludable.

INDICACIONES:

- Tratamiento del contorno del ojo
- Párpados caídos
- Bolsas y ojeras
- Arrugas

MODO DE USO: Aplicar con ENPITSU Lápiz dermal microagujas de titanio, cabezal de 36 agujas esterilizadas e intercambiables. Fácil de usar, higiénico y seguro.



ZONAS A TRATAR: Contorno de ojos y párpados

PRESENTACIÓN: 5 x 5 ml

PRODUCTO PROFESIONAL

EYE LIFT MASK

Velo ocular de Algas Naturales Puras

Velo que combate, de manera global, el envejecimiento de la mirada.

COMPOSICIÓN:

Complejo marino y mineral:

- El **ALGINATO** es un extracto de algas marrones que facilita la penetración de los ingredientes activos.
- Los **IONES DE CALCIO** apoyan la fuerza de la membrana, resultando en una piel más densa y firme y estimulan la energía celular por medio de la ignición de la actividad de las enzimas.
- Los **IONES DE SODIO** (natrio) estimulan la producción de acuaporina, lo que conduce a una mejor hidratación de la piel y a la transferencia de humedad, y regular la producción de antioxidantes de la piel.

INDICACIONES:

- Párpados caídos, bolsas y ojeras
- Pérdida de volumen y firmeza
- Líneas y arrugas prominentes en la zona periorcular
- Envejecimiento prematuro de la piel
- Piel cansada
- Piel deshidratada

RESULTADOS:

- Reafirma y redefine los contornos
- Rellena las arrugas
- Suaviza las líneas de expresión
- Revitaliza
- Hidrata intensamente

Adecuado para todo tipo de piel (incluyendo piel sensible / irritada y piel con tendencia a las alergias).

MODO DE USO:

1. Colocar la máscara con las manos secas en la zona ocular y ajustarla.
2. Humedecer la máscara a fondo con el Líquido de Activación (6 ml)
3. Deje actuar durante 15 a 20 minutos
4. Retirar

COMBINACIÓN CON DISPOSITIVOS

- Puede utilizarse como potenciador del tratamiento de ultrasonido.
- Como Post-Tratamiento después de la Microdermabrasión, Microneedling, HIFU, RF-Thermage, Vampire-PRP, Meso, Plasma-Pen, Cold-Plasma, Fraxel, Relleno / Botox / Levantamiento de hilos.

ZONAS A TRATAR: Contorno de ojos y párpados

PRESENTACIÓN: Estuche profesional con 10 unidades de velos y 1 líquido activador de 100 ml



-49% Disminución de la rugosidad
+59% Aumento de la humedad

KIT PROFESIONAL EYE LIFT

CONTIENE:

- Biológico EYE LIFT 3 x 5 ml.
- 10 unidades de velos y 1 líquido activador de 100 ml.
- 1 cremas EYE LIFT contorno de ojos de 30 ml.

Opcional:

- Lápiz dermal ENPITSU.



EYE LIFT CREAM

CONTORNO DE OJOS

Todo tipo de piel, incluidas las sensibles.

Los signos de fatiga del contorno de los ojos y las arrugas se atenúan visiblemente. El contorno de ojos y las ojeras se alisan, **la delicada zona del contorno rejuvenece y los signos de fatiga quedan visiblemente atenuados.**

COMPOSICIÓN:

- 0.5% CAFEÍNA
- 1% EXTO JENGIBRE: Antioxidante
- 1% ACEITE PEPITA UVA
- 1% MANTECA KARITE
- 0.5% ACEITE ARGAN
- 1% GLICERINA
- 0.3% LIPOGARD (contiene coenzima Q10)
- 0.5% PEPTIDE Q10: péptido que estimula la síntesis de coenzima Q10 endógena, es decir, que nuestro propio cuerpo genere Q10, en lugar de aportarlo tópicamente.

Presentación:

Profesional: Airless 30 ml

Cuidado diario: Airless 15 ml



Modo de uso profesional: Según protocolo

Modo de uso diario:

Aplicar el sobre la piel limpia por la mañana o por la noche, en el contorno de los ojos y los párpados.

EYELIFT

rejuvenecimiento global
de la zona periocular



+34 93 245 75 76



info@utsukusycosmetics.com



Calle Valencia 662-664, CP 08026 Barcelona, SPAIN



www.utsukusycosmetics.com